

## Innovazioni che migliorano il tuo lavoro

### User Console

La console è moderna e facile da utilizzare: risparmi il 79% di click.

### Auto Exam Description

Protocolli di scansione pre-programmati per tutti gli esami più comuni.

### IQ Enhance

Consente un'accelerazione del pitch elicoidale fino a 3.0x garantendo la qualità di immagine di una scansione convenzionale.

### DMPR

Riduce i passaggi manuali, il tempo di elaborazione e semplifica i processi più avanzati

## Tutto il supporto di cui hai bisogno



### Formazione dedicata

Corsi e Seminari organizzati da scil Vet Academy per utilizzare al meglio la TAC



### OnWatch

Monitoraggio da remoto per allungare la vita del prodotto




### Webinars live Expert

Sessioni interattive di formazione online per implementare le tue conoscenze



scil animal care company italia s.r.l.  
Via Rossaro, 11 - 24047 Treviglio (BG)  
Tel. +39 0363 360656 Fax. +39 0363 64527  
[www.scilvet.it](http://www.scilvet.it)

# Revolution ACT



Ridefinisci le tue possibilità.



## Le tue aspirazioni. Realizzate.

Grazie alla collaborazione con GE, scil ti offre una soluzione che ridefinisce gli standard e i traguardi finora raggiunti.

Revolution ACT, a "geometria corta", garantisce diagnosi più rapide e più precise:


**TAC a 16 strati** ad elevata velocità di scansione grazie all'innovativa funzione IQE Pitch Booster

**Pannello detettore Clarity** basato sull'innovativa tecnologia dei pannelli a design segmentato

**Risoluzione spaziale di 18 lp/cm** per consentire l'imaging di alta qualità e la visualizzazione dell'anatomia in 3D

**Ricostruzione con Overlap\*** per una migliore qualità e fedeltà dell'immagine grazie all'algoritmo di ricostruzione del fascio iconico di GE

**Adaptive Enhance Level Adjustment** che migliora la risoluzione spaziale visiva



Solo  
**10.1 m<sup>2</sup>**  
di spazio  
necessario

**47%**  
di risparmio  
energetico\*

**51%**  
più  
leggero\*

**-79%**  
di click  
necessari\*

\*Rispetto alle generazioni precedenti, secondo dati GE

## Migliora le tue prestazioni

Revolution™ offre quattro vantaggi principali:

**Affidabilità diagnostica:** tecnologie innovative che consentono di acquisire immagini dalla qualità eccezionale

**Assistenza al paziente:** dosi di radiazioni ridotte (fino a -40%) grazie alla tecnologia **Dose Check**

**Maggiore produttività:** velocità, semplicità e efficienza grazie a un design intelligente

**Eccellenza clinica:** applicazioni all'avanguardia che consentono di offrire le procedure più rapide e avanzate



## Applicazioni avanzate. Tecnologie esclusive.

**Volume Viewer:** permette la ricostruzione dei vasi e delle strutture ossee in 3D

**Navigazione e Fly-Through:** visualizza le strutture intra-luminali con l'Endoscopia Virtuale

**SmartPrep:** consente il monitoraggio del miglioramento del IV contrasto in un'area di interesse utilizzando la scansione a bassa dose

**Dynamic Transition:** consente la transizione automatica dalla fase di monitoraggio alla fase di scansione

**Imaging vascolare:** per un'analisi migliorata delle caratteristiche vascolari

**Colonografia CT:** fornisce esami del colon rapidi, accurati e non invasivi

**Workstation AW-VolumeShare 7\*\*:** aumenta la performance diagnostica, riducendo i costi operativi e migliorando la produttività

**Affidati a Revolution ACT per mantenere l'eccellenza clinica: offri servizi di qualità superiore, ottimizzando i costi!**